



### Tensiomètre électronique poignet W1101 - Robemed -

Mémoire 2 utilisateurs x 120 mesures, mesure la pression artérielle, écran 36x36, garantie 2 ans.

Ce tensiomètre mesure avec précision la pression artérielle, la pression systolique, diastolique et le pouls.

Il contient deux mémoires pour permettre un suivi sur le long terme de la pression artérielle.

Ce tensiomètre détecte (en fonction des mouvements) et avertit s'il y a des irrégularités cardiaques pendant la mesure.

Il se gonfle et se dégonfle automatiquement.

#### Caractéristiques :

Étendue de mesure :

*Diastolique : 40-130 mmHg*

*Systolique : 60-230 mmHg*

*Pouls : 40-170 battements/min*

Précision de la tension artérielle : +/- 3 mmHg

Précision pouls : +/- 5% de la lecture

Détection des mouvements

Mémoire : 2 x 120 groupes de mesures (double utilisateurs)

Fonction moyenne : moyenne des 3 dernières mesures

Échelle de classification de la tension selon l'OMS

Détection d'arythmie IHB

Matériel : ABS + écran digital LCD

Température : 5-40°C

Humidité : 15% à 93%

**Taille de l'écran :** 36 x 36 mm

**Taille générale :** 79 x 70 x 25 mm

**Taille du brassard :** 12.5-21.5 cm

**Durée de vie prévue :** 5 ans

#### Contenu du produit :

- Tensiomètre + brassard
- Livré avec 2 piles AAA
- Boîte de transport / protection
- Notice d'utilisation

Dispositif médical CE

Garantie : 2 ans